

## Dispositivi supportati/elenco di compatibilità

### DIABASS

Versione:20.6.0.1

Data:17.06.2020













## Misuratori di glicemia.







I seguenti misuratori della glicemia possono essere letti direttamente.
















Se non diversamente specificato, è necessario il cavo di trasferimento dati fornito dal produttore.

### ABBOTT





	Nome	Nota
	FreeStyle Optium Neo	
	FreeStyle Precision Neo	
	FreeStyle Insulinx	
	FreeStyle Freedom Lite	
	FreeStyle Lite	
	FreeStyle Freedom	
	FreeStyle Papillon Mini	
	Precision Xceed	
	FreeStyle Mini	
	FreeStyle	

### ACCU-CHEK





	Nome	Nota
	Accu-Chek Instant S	L'interfaccia Accu-Chek SmartPix V2 è necessaria per il trasferimento dei dati.
	Accu-Chek Instant	L'interfaccia Accu-Chek SmartPix V2 è necessaria per il trasferimento dei dati.
	Accu-Chek Performa Connect	L'interfaccia Accu-Chek SmartPix V2 è necessaria per il trasferimento dei dati.
	Accu-Chek Guide	L'interfaccia Accu-Chek SmartPix V2 è necessaria per il trasferimento dei dati.
	Accu-Chek Aviva Insight Diabetes-Manager	L'interfaccia Accu-Chek SmartPix V2 è necessaria per il trasferimento dei dati.
	Accu-Chek Aviva Connect	L'interfaccia Accu-Chek SmartPix V2 è necessaria per il trasferimento dei dati.

	Accu-Chek Aviva (2014)	L'interfaccia Accu-Chek SmartPix è necessaria per il trasferimento dei dati.
	Accu-Chek Aviva Expert	L'interfaccia Accu-Chek SmartPix è necessaria per il trasferimento dei dati.
	Accu-Chek Mobile U1	
	Accu-Chek Aviva Combo	L'interfaccia Accu-Chek SmartPix è necessaria per il trasferimento dei dati.
	Accu-Chek Aviva Nano	L'interfaccia Accu-Chek SmartPix è necessaria per il trasferimento dei dati.
	Accu-Chek Mobile	L'interfaccia Accu-Chek SmartPix è necessaria per il trasferimento dei dati.
	Accu-Chek Voicemate	L'interfaccia Accu-Chek SmartPix è necessaria per il trasferimento dei dati.
	Accu-Chek Performa	L'interfaccia Accu-Chek SmartPix è necessaria per il trasferimento dei dati.
	Accu-Chek Compact Plus	L'interfaccia Accu-Chek SmartPix è necessaria per il trasferimento dei dati.
	Accu-Chek Aviva	L'interfaccia Accu-Chek SmartPix è necessaria per il trasferimento dei dati.
	Accu-Chek Sensor	L'interfaccia Accu-Chek SmartPix è necessaria per il trasferimento dei dati.
	Accu-Chek Go	L'interfaccia Accu-Chek SmartPix è necessaria per il trasferimento dei dati.
	Accu-Chek Active	L'interfaccia Accu-Chek SmartPix è necessaria per il trasferimento dei dati.
	Accu-Chek Compact	L'interfaccia Accu-Chek SmartPix è necessaria per il trasferimento dei dati.
	Accu-Chek Complete	L'interfaccia Accu-Chek SmartPix è necessaria per il trasferimento dei dati.


## AGAMATRIX

	Nome	Nota
	iTest	
	WaveSense Presto	
	WaveSense Jazz	
	Wellion Linus	





## AKTIVMED

	Nome	Nota
	Glucocard Sigma	
	Glucocard X-mini plus	
	Glucocard Sigma	
	Glucocard X-mini plus	



## ALPHA 1

	Nome	Nota
	VG-Ratio	




## APEXBIO













	Nome	Nota
	Glucocard Sigma	
	Glucocard X-mini plus	
	Glucocard Sigma	
	Glucocard X-mini plus	

## ARKRAY



	Nome	Nota
	Glucocard Sigma	
	Glucocard X-mini plus	

## ASCENSIA





	Nome	Nota
	Contour Care	
	Contour next (2019)	
	Contour (2017)	

	Contour Plus	
	Contour plus ONE	
	Contour next ONE	
	Contour next link 2.4	
	Contour next link	
	Contour next	
	Contour next usb	
	Contour XT	
	Contour usb	
	Breeze2	
	Contour2	
	DEX	






## AXAPHARM

	Nome	Nota
	Healthpro X1	
	Healthpro	




## B.BRAUN

	Nome	Nota
	Omnitest Uno	
	Omnitest 5	
	Omnitest 3	
	Omnitest Plus	









## BAYER

	Nome	Nota
	Contour Link	
	Confirm	
	Breeze	
	Contour	
	Elite XL	



## BERGERMED

	Nome	Nota
	alphacheck NFC	
	alphacheck professional	
	alphacheck plus	




## BEURER

	Nome	Nota
	Beurer GL 43	
	GI50 evo	
	GI50	
	Beurer GL 44	
	Beurer BGL 60	
	Beurer GL 40	
	Beurer GL 34	
	Beurer GL 32	





## BIONIME

	Nome	Nota
	ClickStar GM550	
	GM550	







## BIOTEST MEDICAL

	Nome	Nota
	Pronto	
	VG-Ratio	
	Bionano	


## CARDIMAC

	Nome	Nota
	Monometer Advance PLUS	
	Monometer advance	
	Monometer 2in1	
	Monometer Futura	


## DELBIO

	Nome	Nota
	VG-Check	
	Glucotime	
	MIA-BZ	
	Diacheck DA01	
	Diacheck Superior	
	Diacheck Premium	








## DRAEGER MEDICAL DEVICES GMBH

	Nome	Nota
	SOMAbc	


## DYNACARE

	Nome	Nota
	Dynavaleo Liso	





## E77

	Nome	Nota
	Sensolite Nova Plus	
	Sensolite Nova	
	Sensocard Plus	
	Sensocard	
	Autosense	
	Autosense Voice	
	Glucotalk	


## EU MEDICAL

	Nome	Nota
	easypharm-GL	







## FORA

	Nome	Nota
	FORA Comfort Pro (DM40)	
	FORA GD40a (DM40)	
	FORA Diamond Mini (DM30)	
	FORA Diamond Voice (DM20)	




	FORA Diamond Prima (DM10)	
---	---------------------------	--


## HDI

	Nome	Nota
	TrueBalance	
	TrueRead	
	TrueTrack	
	TrueResult	
	Wellion SmartSystem 2	
	Wellion TrueTrack	


## HMM

	Nome	Nota
	SmartLab Sprint nG	


## HUMAN NUTRITION

	Nome	Nota
	DIAVUE Prudential	


## I-SENS





	Nome	Nota
	CareSens N	

## IMACO




	Nome	Nota
	Bionano	

## IMCARMED









	Nome	Nota
	GlucoTime	

	MIA-BZ	
	Diacheck DA01	
	Diacheck Superior	
	Diacheck Premium	



#### IME-DC














	Nome	Nota
	DEXTRA	
	iDia	
	Fidelity	

#### INFOPIA



	Nome	Nota
	adia	
	Element NEO	
	GluNEO	
	Element	
	Finetest autocoding	
	Finetest	
	Glucolab	
	EasyGluco	

#### LIFESCAN



	Nome	Nota
	OneTouch Verio Reflect	
	OneTouch Ultra Plus Reflect	

	OneTouch Ultra Plus Flex	
	OneTouch Select Plus Flex	
	OneTouch VerioFlex	
	OneTouch SelectPlus	
	OneTouch Verio	
	OneTouch VerioIQ	
	OneTouch Select	
	OneTouch VerioPro	
	OneTouch Vita	
	OneTouch UltraEasy	
	OneTouch UltraMini	
	OneTouch Ultra2	
	OneTouch Ultra	





## LOBECK

	Nome	Nota
	MediSmart Sapphire	
	MediSmart Ruby	


## LOREX

	Nome	Nota
	TD-4235 Mini	
	TD-4116 Next	


## MEDCORE

	Nome	Nota
	Glucosure Max	
	MedCore Care	
	Glucosure Voice	
	Glucosure Star	








## MEDIASPECTS

	Nome	Nota
	Sample	


## MEDTRONIC

	Nome	Nota
	Contour Link	




## MENARINI

	Nome	Nota
	Glucomen Areo 2K	
	Glucomen Areo	
	Glucomen READY	
	Glucocard G+	
	Glucomen LX Plus	
	Glucomen Gm	
	Glucomen LX	


## METRADO

	Nome	Nota
	GlucosefinePRO	




## MSP BODMANN

	Nome	Nota
	GlucoSmart Salsa Connect	
	Glucosmart Salsa	
	Glucosmart Swing	



## MÉRY

	Nome	Nota
	MÉRY URight	



## NIPRO DIAGNOSTICS

	Nome	Nota
	4sure Smart	
	TRUEyou mini	
	TRUEyou	


## NOVABIO

	Nome	Nota
	Nova MaxLink	
	Nova MaxPlus	



## NOVADIA

	Nome	Nota
	Juno	
	Nero	




## OMRON

	Nome	Nota
	OMRON HEA221	





## SANOFI AVENTIS

	Nome	Nota
	MyStar Extra	
	BG Star	







## SD DIAGNOSTICS

	Nome	Nota
	GlucNavii GDH	
	GlucNavii Mentor	
	SD CodeFree	

## STADAVITA




	Nome	Nota
	STADA GlucoResult To Go Plus	
	STADA Gluco Care	
	STADA Glucocheck	
	STADA Gluco Result	

## TAIDOC



	Nome	Nota
	GlucO Veritas	
	TD-4279	
	TD-4289	
	Glucotest DUO	
	TD-4141	
	TD-4285	

	Glucotime Neo	
	CleverChoice Mini	
	CleverChoice Voice+	
	CleverChoice Pro	
	MÉRY URright	
	Alpha-GDH	
	Medpro maxi	
	ZuckerChecker	
	Advance Monometer Profi	
	TD 9018	
	Monometer 2in1	
	TD 4227	
	TD 4231	
	TD 4232	
	TD 4237	
	TD 4230	



## TERUMO

	Nome	Nota
	Terumo MEDISAFE FIT SMILE	
	Terumo MEDISAFE FIT	
	Terumo Finetouch	


## TESTAMED

	Nome	Nota
	TESTAmed GlucoCheck Advance	
	TESTAmed GlucoCheck Plus	











## TYSON

	Nome	Nota
	TysonBio TB100	
	Dynavaleo Liso	

## VIVACHEK

	Nome	Nota
	VivaChek Ino	




## WELLION

	Nome	Nota
	Wellion Galileo Compact	
	Wellion Leonardo Compact	
	Wellion LEONARDO GLU/CHOL	
	Wellion LEONARDO GLU/KET	
	Wellion Galileo GLUC/CHOL	
	Wellion Galileo GLUC/KET	
	Wellion Luna Duo Style	
	Wellion Calla Mini	
	Wellion Luna Duo	
	Wellion CALLA premium	



	Wellion CALLA dialog	
	Wellion CALLA light	
	Wellion SmartSystem 2	
	Wellion TrueTrack	

**YPSOMED**







	Nome	Nota
	mylife Unio Neva	
	mylife Unio	
	mylife Pura	

## Pompe per insulina.


Sono supportate le seguenti pompe per insulina.

Se non diversamente specificato, è necessario il cavo di trasferimento dati fornito dal produttore.



### ACCU-CHEK

	Nome	Nota
	Accu-Chek Solo Diabetes-Manager	L'interfaccia Accu-Chek SmartPix V2 è necessaria per il trasferimento dei dati.
	Accu-Chek Insight	L'interfaccia Accu-Chek SmartPix V2 è necessaria per il trasferimento dei dati.
	Accu-Chek Spirit Combo	L'interfaccia Accu-Chek SmartPix è necessaria per il trasferimento dei dati.
	Accu-Chek H-Tron	L'interfaccia Accu-Chek SmartPix è necessaria per il trasferimento dei dati.
	Accu-Chek D-Tron	L'interfaccia Accu-Chek SmartPix è necessaria per il trasferimento dei dati.
	Accu-Chek Spirit	L'interfaccia Accu-Chek SmartPix è necessaria per il trasferimento dei dati.



### INSULET

	Nome	Nota
	Omnipod	


### MEDTRONIC

	Nome	Nota
	Medtronic 670G (CSV)	Importazione di file dal software del produttore/App.
	Medtronic 640G (CSV)	Importazione di file dal software del produttore/App.

### SOOIL

	Nome	Nota
	DanaRS (XLS)	Importazione di file dal software del produttore/App.
	Dana R	Il dongle BlueTooth fornito dal produttore è necessario per il trasferimento dei dati.

### YPSOMED

	Nome	Nota
	mylife YpsoPump	Il dongle BlueTooth fornito dal produttore è necessario per il trasferimento dei dati.





mylife Omnipod

## CGM/FGM.



Sono supportati i seguenti CGM/FGM.

Se non diversamente specificato, è necessario il cavo di trasferimento dati fornito dal produttore.


### DEXCOM

	Nome	Nota
	Dexcom G6 (CSV)	Importazione di file dal software del produttore/App.
	Dexcom G5 (CSV)	Importazione di file dal software del produttore/App.

### MEDTRONIC

	Nome	Nota
	Medtronic 670G (CSV)	Importazione di file dal software del produttore/App.
	Medtronic 640G (CSV)	Importazione di file dal software del produttore/App.



### ROCHE

	Nome	Nota
	Eversense (XLS)	Importazione di file dal software del produttore/App.

## Software/Apps.

I dati possono essere trasferiti dai seguenti software/apps.


### ABBOTT

	Nome	Nota
	FreeStyle Libre Software	
	Libre View	
	Abbott Insulinx TXT	
	CoPilot	


### ACCU-CHEK

	Nome	Nota
	Accu-Chek 360° (CSV)	
	Accu-Chek U1 CSV	
	Accu-Chek SmartPix XML	


### AKTIVMED

	Nome	Nota
	DIAMANT	


### APPLE

	Nome	Nota
	Apple Health (ZIP)	


### ASCENSIA

	Nome	Nota
	Contour App	


### B.BRAUN

	Nome	Nota
	Omnitest App	


## BETACHEK

	Nome	Nota
	Betachek Diabetes App	

## BLIP SOFTWARE LTD

	Nome	Nota
	Blutdruck (MyDiary)	

## DEXCOM

	Nome	Nota
	Clarity	
	DexCom Studio	

## DIABETES CONNECT

	Nome	Nota
	Diabetes Connect	


## DIABETES+

	Nome	Nota
	Diabetes+ App (CSV)	

## DIABOOK

	Nome	Nota
	Diabook	

## FORACARE

	Nome	Nota
	iFora HM	

## GLUCOFACTS

	Nome	Nota
	Glucofacts (DB)	


## GLUCOLOG LITE

	Nome	Nota
	Glucolog Lite App (XML)	

## INSULET

	Nome	Nota
	Omnipod IBF	


## LIFESCAN

	Nome	Nota
	OneTouch Reveal App	


## MEDIASPECTS

	Nome	Nota
	DIABASS IMPORT FILE	


## MEDTRONIC

	Nome	Nota
	Medtronic iPro CSV	
	Carelink	


## MENARINI

	Nome	Nota
	Glucolog Lite App	


## MYSUGR

	Nome	Nota
	mySugr	

## NIGHTSCOUT/XDRIP

	Nome	Nota
	xDrip	


## OMRON

	Nome	Nota
	OMRON Connect	


## ROCHE

	Nome	Nota
	Eversense App (XLS)	


## SANOFI AVENTIS

	Nome	Nota
	iBG*Star App	

## SINOVO

	Nome	Nota
	Sidiary 6 Export	

## SOOIL

	Nome	Nota
	DanaRS App (XLS)	

## WITHINGS

	Nome	Nota
	Withings Body Scale	

## YPSOMED

	Nome	Nota
	mylife CSV	







## Misuratori di pressione sanguigna.



Sono supportati i seguenti misuratori di pressione sanguigna.

Se non diversamente specificato, è necessario il cavo di trasferimento dati fornito dal produttore.


### AXAPHARM

	Nome	Nota
	axapharm AO8	
	axapharm X9	
	axapharm AO7	
	axapharm AU4	







### BEURER

	Nome	Nota
	Beurer BC 80	
	Beurer BGL 60	


### CARDIMAC

	Nome	Nota
	Monometer 2in1	

### OMRON

	Nome	Nota
	OMRON 705-IT	
	OMRON R7	
	OMRON RX-Genius	
	OMRON M9	
	OMRON M10-IT	
	OMRON MIT-Elite Plus	

## TAIDOC


	Nome	Nota
	Monometer 2in1	

## Altri contatori


Sono supportati i seguenti dispositivi medici.

Se non diversamente specificato, è necessario il cavo di trasferimento dati fornito dal produttore.

### ACCU-CHEK

	Nome	Nota
	Accu-Chek Pocket Compass	L'interfaccia Accu-Chek SmartPix è necessaria per il trasferimento dei dati.

### BEURER

	Nome	Nota
	Beurer BG 64	