

► Leistungsumfang

- Anbindung an Praxis-EDV möglich (per GDT)
- Datenübertragung aus allen gängigen Blutzuckermessgeräten (u.a. Accu-Chek, Abbott, Bayer, Beurer, Sanofi, LifeScan, Menarini, Ypsomed...)*
- Datenübertragung aus gängigen Blutdruckmessgeräten (u.a. OMRON, Beurer, bosco...)*
- Datenübertragung aus gängigen Insulinpumpen (u.a. Accu-Chek, mylife Omnipod...)*
- Umfassende Berichte als PDF (u.a. Blutzuckerlauf, Standardtag, Tagebuch...)
- Datenübergabe an Praxis-EDV (per GDT)
- Datenausgabe in verschiedenen Formaten
- Datenexport für CAMIT PRO
- Automatischer Datenversand per e-mail

* Unterstützte Geräte sind abhängig von der vorhandenen Lizenz. Das zur Datenübertragung jeweils erforderliche Kabel wird vorausgesetzt und muß funktionstüchtig eingerichtet sein.

► Highlights

- Kostentransparenz - nur für tatsächlich benötigte Messgeräte wird Lizenz benötigt
- Einfachste Bedienung und schneller Workflow
- Integration in Praxis-EDV
- Herstellerunabhängig durch laufende Erweiterbarkeit

► Systemvoraussetzungen

- PC ab Windows XP SP3
- Zur Datenübertragung aus den jeweiligen Messgeräten erforderliches Kabel
- Praxis-EDV mit GDT-Schnittstelle

MEDIIMPORT Kostenloser Download und weitere Informationen im Netz

Machen Sie sich selbst ein Bild von den umfassenden Möglichkeiten, die med-import eröffnet. In unserem Video im Internet sehen Sie, wie einfach es funktioniert. Auch finden Sie zahlreiche Beispielberichte, Anleitungen sowie eine tagesaktuelle Liste der unterstützten Messgeräte.

► **Neugierig ? Laden Sie sich Ihre kostenlose Version unter <http://www.med-import.de>**

Die Datenübernahme ist im Testmodus lediglich auf 10 Datensätze beschränkt, ansonsten können Sie alle Funktionen des Programms unbeschränkt und kostenfrei nutzen.

Anschrift: **mediaspects GmbH**
Lohnhofstr. 2
D-78467 Konstanz

Tel.: **+49 (0) 7531 17122**
Fax: **+49 (0) 7531 91204**
Internet: **www.mediaspects.de**
Email: **info@mediaspects.de**

Diese Broschüre wurde Ihnen überreicht von



► Universelle middle-ware zur Datenübertragung

Für viele Krankheitsbilder und Behandlungsformen stehen inzwischen elektronische Messgeräte – beispielsweise Blutzuckermessgeräte oder Blutdruckautomaten – zur Verfügung, die eine Übertragung der Messwerte in den Computer ermöglichen. Meist muss hierzu jedoch für jedes Messgerät eine

herstellerspezifische Übertragungssoftware installiert sein; die eingelesenen Werte lassen sich zudem selten mit bereits vorhandenem Datenbestand zusammenführen. Auch bleibt im Praxis- oder Klinikalltag selten Zeit, um sich mit komplizierter Software auseinanderzusetzen.

MEDIMPORT macht Schluss mit lästigen Inkompatibilitäten zwischen verschiedenen Mess-Systemen.

► einfach - vielseitig - universell

Direkt aus dem vorhandenen Praxisverwaltungssystem gestartet, lassen sich die Werte aus vielen medizinischen Messgeräten unterschiedlichster Hersteller in den PC

übertragen und anschliessend als PDF oder Rohdaten in die Patientenakte übernehmen. Dazu können auch zahlreiche Dateiformate konvertiert werden.

Funktionsweise

1. medimport wird aus der Praxis-EDV gestartet.



2. Datenübertragung aus über 150 verschiedenen Messgeräten



(Blutzucker, Blutdruck, Insulinpumpen, Körperwaagen, Schrittzähler)




Unsere Software eignet sich auch zum Einsatz bei Studien:

Die aus den Messgeräten übertragenen Daten können optional auch in den Formaten XML, CSV oder Excel gespeichert und dann beliebig weiterverarbeitet werden. Auch ein automatischer Datenversand per E-mail ist möglich.

3. Die eingelesenen Daten werden aufbereitet (PDF, Excel, ...)



4. Nach erfolgreicher Datenübertragung sind die Werte als PDF aus der Praxis-Software abrufbar



► Umfassende und ausführliche Berichte

med-import erzeugt anschauliche und umfassende Berichte – so sehen Sie auf einen Blick alle relevanten Daten des Patienten. Das modulare Konzept von med-import gibt weitreichende Flexibilität und Kostentransparenz: Sie entscheiden, ob und

wann eine Datenübertragung aus einem unterstützten Messgerät benötigt wird. Nach Erwerb eines Lizenzschlüssel kann das Gerät dann ohne Neuinstallation zur Nutzung in med-import freigeschaltet werden.


► Einfachste Bedienung. Keine Installation. Herstellerunabhängig.

Die Bedienung von med-import ist selbsterklärend und benötigt keine Einarbeitung: Nach Auswahl des Messgeräts ist meist nur noch ein Mausklick erforderlich, um die Daten zu übernehmen.

Da med-import keine Installation erfordert, kann es auch in restriktiven Systemumgebungen eingesetzt werden. Auch ein Direktstart von einem USB-Stick ist möglich.

► So einfach funktioniert es

Schritt 1: Starten Sie med-import aus Ihrer Praxisverwaltung (z.B. Albis, TurboMed, Medistar)



Schritt 2: Wählen Sie das Messgerät aus.



Schritt 3: Verbinden Sie das Messgerät mit dem PC und klicken auf Weiter >>



Schritt 4: Nach erfolgreicher Datenübertragung sind die Werte direkt in der Patientenakte - als statistische Zusammenfassung wie auch als übersichtliches PDF-Dokument

